

Wb & Elisa용 Anti-Cish 토끼 다클로날 항체 - Q9Nse2

품목 번호: CM0027348

소개

인간 CISH를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. CISH는 JAK-STAT 경로 억제를 통해 사이토카인 신호 전달을 조절하며, 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CISH Rabbit pAb
비고/별칭	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1154
GeneID	1154
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NSE2
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백