

Wb용 시트레이트 신타제(Citrate Synthase) 모노클로날 항체 - O75390

품목 번호: CM0012012



소개

사람 시트레이트 신타제(CS)에 대한 토끼 모노클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Citrate synthetase Rabbit mAb
비고/별칭	CS; Citrate synthetase
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	1431
면역원(Immunogen)	사람 시트레이트 신타제(Citrate synthetase, O75390)의 아미노산 367-466 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	O75390
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)