

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ckap4 다클론 항체 - Q07065

품목 번호: CM0025729

소개

WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 검증된 CKAP4 토끼 다클론 항체(pAb). 66kDa 소포체 막 단백질인 인간, 생쥐, 쥐 CKAP4를 인식합니다(SWISS Q07065). IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CKAP4 토끼 pAb
비고/별칭	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; CKAP4
종	인간
유전자 ID (인간)	10970
유전자 ID	10970
면역원	인간 CKAP4 아미노산 130-400에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006816.2)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q07065
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백