

Anti-Ckm/Ckb Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06732

품목 번호: CM0010618



소개

인간 CKM/CKB에 대한 토끼 단일 클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 에너지 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CKM/CKB Rabbit mAb
비고/별칭	CKMM; M-CK; CPK-M
종	인간
유전자 ID (인간)	1158
유전자 ID	1158
면역원	인간 CKM/CKB (NP_001815.2)의 아미노산 3-381에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일 클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06732
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스백