


Anti-Ckmt1A 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P12532

품목 번호: CM0027190



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CKMT1A 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 에너지 대사의 핵심 효소인 미토콘드리아 크레아틴 키나아제 U형을 표적으로 하며, 미토콘드리아 기능 및 세포 에너지 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CKMT1A 토끼 pAb
비고/별칭	CKMT1; U-MtCK; mia-CK; CKMT1A
종	인간
GeneID (인간)	548596
면역원	인간 CKMT1A (NP_001015001.1)의 아미노산 258-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12532
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스백