


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Ckmt1B 토끼 다클론 항체 - P12532

품목 번호: CM0026283



소개

인간 CKMT1B(미토콘드리아 크레아틴 키나아제 U형)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA로 검증되었습니다. 47kDa. 에너지 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CKMT1B 토끼 pAb
비고/별칭	CKMT; CKMT1; UMTCK; CKMT1B
종	인간
유전자ID (인간)	1159
유전자ID	1159
면역원	인간 CKMT1B (NP_066270.1)의 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12532
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스백