


Wb 및 Elisa용 Anti-Ckmt2 토끼 다클로날 항체 - P17540

품목 번호: CM0023995



소개

사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성을 확인하며 WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CKMT2 토끼 다클로날 항체입니다. 미토콘드리아 크레아틴 키나제 S형을 표적하며, 심장 및 골격근 연구에서 에너지 대사에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CKMT2 Rabbit pAb
비고/별칭	SMTC; CKMT2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1160
GeneID	1160
항원(Immunogen)	사람 CKMT2 (NP_001816.2)의 아미노산 40-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P17540
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)