


Wb 및 Elisa용 항-Ckmt2 (Smtck) 다클론 항체 - P17540

품목 번호: CM0025542



소개

인간 CKMT2 (SMTCK)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. 심장 및 골격근의 에너지 대사 및 미토콘드리아 연구에 사용하세요.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CKMT2 토끼 pAb
비고/별칭	SMTCK; CKMT2
종	인간
유전자ID (인간)	1160
유전자ID	1160
면역원	인간 CKMT2 (NP_001816.2)의 아미노산 40-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17540
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩