


## Wb, Elisa용 Anti-Cks2 폴리클론 항체 - P33552

품목 번호: CM0029182



### 소개

인간 CKS2 (사이클린 의존성 키나제 조절 서브유닛 2)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 분열 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CKS2 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | CKSHS2; CKS2                                               |
| 종           | 인간                                                         |
| GeneID (인간) | 1164                                                       |
| GeneID      | 1164                                                       |
| 면역원         | 인간 CKS2 (NP_001818.1)의 아미노산 1-79에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                         |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                    |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 쥐                                                          |
| SWISS       | P33552                                                     |
| 단백질 분자량     | 10kDa                                                      |
| 배송          | 아이스백                                                       |