


Wb, Elisa용 Anti-Clasp1 폴리클로널 항체 - Q7Z460

품목 번호: CM0026031



소개

인간 CLASP1에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 표적은 세포 이동 및 유사 분열에 관여하는 미세소관 플러스 엔드 추적 단백질입니다. 세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLASP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAST1; CLASP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	23332
GeneID	23332
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CLASP1 (NP_056097.1)의 아미노산 1389-1538에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7Z460
단백질 분자량	169kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)