

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Clathrin Heavy Chain 단일클론 항체 - Q00610

품목 번호: CM0009909



소개

사람 Clathrin heavy chain (CLTC, Q00610)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 피복 함(coated pit) 및 소포 운반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Clathrin heavy chain Rabbit mAb
비고 / 별칭	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1213
유전자 ID	1213
면역원	사람 Clathrin heavy chain (NP_004850.1)의 아미노산 1571-1670 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q00610
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)