

Anti-Clathrin Heavy Chain Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q00610

품목 번호: CM0029449



소개

클래트린 중쇄 토끼 폴리클론항체는 WB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 면역원: aa 1550-1650의 합성 펩타이드. 코팅 피트, 엔도사이토시스, 오토파지, 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부사항
제품명	Clathrin heavy chain Rabbit pAb
비고/별칭	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
종	인간
유전자 ID (인간)	1213
유전자 ID	1213
면역원	인간 클래트린 중쇄 (NP_004850.1)의 아미노산 1550-1650에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q00610
단백질 분자량	192kDa
배송	아이스백