

Wb, Ihc, If, Ip, Elisa용 클라트린 중쇄 토끼 단일클론 항체 - Q00610 / P53675

품목 번호: CM0010001



소개

인간 클라트린 중쇄(CLTC/CLTCL1; Q00610/P53675)에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC, IF, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 엔도사이토시스, 유사분열 및 오토파지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	클라트린 중쇄 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; 클라트린 중쇄
종	인간
유전자 ID(인간)	1213/8218
유전자 ID	1213/8218
면역원	합성 펩타이드: 인간 클라트린 중쇄(Q00610)의 아미노산 200~300번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q00610/P53675
단백질 분자량	191kDa
배송	아이스팩