

Wb, If/Icc, Elisa용 항클라트린 중쇄 토끼 다클론 항체 - Q00610

품목 번호: CM0014975



소개

인간 클라트린 중쇄(CLTC)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 내포작용, 유사분열, 자가포식 연구에 적합합니다. - Q00610

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	클라트린 중쇄 토끼 pAb
비고/별칭	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; 클라트린 중쇄
종	인간
유전자ID (인간)	1213
유전자ID	1213
면역원	인간 클라트린 중쇄(NP_004850.1)의 아미노산 1451~1675에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00610
단백질 분자량	192kDa
배송 방식	아이스 팩