

Wb 및 Elisa용 Anti-Claudin 1 다클론 항체 - O95832

품목 번호: CM0020466

소개

인간 Claudin 1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 밀착연접 생물학, 장벽 기능 및 바이러스 진입 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Claudin 1 토끼 pAb
비고/별칭	CLD1; SEMP1; ILVASC; Claudin 1
종	인간
GeneID (인간)	9076
GeneID	9076
면역원	인간 Claudin 1(NP_066924.1)의 아미노산 137-211번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95832
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스팩