

Anti-Claudin 1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용) - O95832

품목 번호: CM0007382

소개

WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합한 KD 검증된 항-Claudin 1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 래트 CLDN1을 검출합니다. 상피 장벽과 바이러스 침투에 필수적인 밀착 연결 단백질로, 상피 생물학 및 바이러스학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KD 검증 완료] Claudin 1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CLD1; SEMPI; ILVASC
종	사람
유전자 ID (사람)	9076
유전자 ID	9076
면역원	합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 래트
SWISS	O95832
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스백 포장