

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Claudin-3 Rabbit Monoclonal Antibody - O15551

품목 번호: CM0006785

소개

Claudin-3 Rabbit Monoclonal Antibody는 인간 Claudin-3 (UniProt O15551)을 검출하며, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적용됩니다. 틈새연접 및 세포접합 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Claudin-3 Rabbit mAb
비고/별칭	RVPI; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; Claudin-3
종	인간
GeneID (인간)	1365
GeneID	1365
면역원	합성 펩타이드 인간 Claudin-3 mAb (NP_001297.1)의 아미노산 121-220에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15551
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백