

Wb 및 Elisa용 Anti-Claudin 6 폴리클론항체 - P56747

품목 번호: CM0021016

소개

인간 Claudin 6 (CLDN6)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 간세포의 티이트 정션 및 HCV 진입 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Claudin 6 Rabbit pAb
비고/별칭	CLDN6
종	인간
유전자 ID (인간)	9074
유전자 ID	9074
면역원	인간 Claudin 6 (NP_067018.2)의 아미노산 121-220에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56747
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백