

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Claudin 6 토끼 단일클론형 항체 - P56747

품목 번호: CM0006448

### 소개

인간 Claudin 6를 표적으로 하는 토끼 단일클론형 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 이트 접합(tight junction) 및 C형 간염 바이러스(HCV) 진입 연구에 필수적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 사양                       | 세부 정보                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Claudin 6 Rabbit mAb                                        |
| 비고/별칭                    | Skullin                                                     |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                   |
| GeneID (인간)              | 9074                                                        |
| GeneID                   | 9074                                                        |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 Claudin 6 (NP_067018.2)의 아미노산 119-219 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                  |
| 카테고리                     | 단일클론형 항체(Monoclonal Antibodies)                             |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                               |
| SWISS                    | P56747                                                      |
| 단백질 분자량                  | 23kDa                                                       |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                              |