

유세포분석용 Abflo 647 Anti-Claudin18.2 단일클론 항체 - P56856-2

품목 번호: CM0009760

소개

인간 Claudin18.2(아이소폼 A2)을 표적으로 하는 고품질 ABflo 647 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석용으로 검증되었으며, 위점막에서 발현되는 27kDa 긴밀 접합 단백질을 인식합니다. 위 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Claudin18.2 mAb
비고/별칭	SFTA5
종	인간
유전자 ID(인간)	51208
유전자 ID	51208
면역원	인간 Claudin18.2(NP_001002026.1)의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
제조 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P56856-2
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백