

If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Claudin18.2 토끼 단일클론 항체 - P56856-2

품목 번호: CM0011266

소개

IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 항-Claudin18.2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 위장 밀착 연결 및 장벽 기능 연구에 이상적입니다. SWISS: P56856-2.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Claudin18.2 토끼 mAb
비고/별칭	SFTA5; SFTPJ
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51208
GeneID	51208
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P56856-2
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)