

Wb, If-P, Elisa용 항Clca1 다클론 항체 - A8K7I4

품목 번호: CM0012875



소개

CLCA1(칼슘 활성화 염소 채널 조절 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 점액 과분비, 염증 및 이온 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLCA1 토끼 pAb
비고/별칭	CACC, GOB5, CACCI, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
종	인간
GeneID (인간)	1179
GeneID	1179
면역원	인간 CLCA1 (NP_001276.2)의 아미노산 22-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	A8K7I4
단백질 분자량	100kDa
배송 방식	아이스 팩