


## Anti-Clcn1 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 적용) - P35523

품목 번호: CM0025612



### 소개

CLCN1 토끼 pAb(P35523)는 인간 염소통로 단백질 1을 표적으로 하는 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. 골격근 흥분성 및 통로병 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CLCN1 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | CLC1; CLCN1                                                   |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 1180                                                          |
| GeneID      | 1180                                                          |
| 면역원         | 인간 CLCN1(NP_000074.3)의 아미노산 779-988에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산원         | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | P35523                                                        |
| 단백질 분자량     | 109kDa                                                        |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                         |