


Wb 및 Elisa용 항-Clcn1 토끼 단일클론 항체 - P35523

품목 번호: CM0003483



소개

WB 및 ELISA용 고품질 항-CLCN1 토끼 단일클론 항체입니다. 골격근 흥분성과 휴지 막 전위 유지에 중요한 전압 개폐형 이온 통로인 인간 염화물 통로 단백질 1(chloride channel protein 1)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLCN1 토끼 mAb
비고/별칭	CLC1; CLCN1
종	인간
GeneID (인간)	1180
GeneID	1180
면역원	인간 CLCN1(NP_000074.3)의 아미노산 889-988 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35523
단백질 무게	109kDa
배송	아이스팩