


Wb 및 Elisa용 Anti-Clcn2 토끼 다가항체 - P51788

품목 번호: CM0030369



소개

인간 CLCN2에 대한 고품질 토끼 다가항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 염화물 채널 단백질 2를 검출합니다. 신경과학, 이온 채널 및 부신 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CLCN2 Rabbit pAb
비고/별칭	CLC2; ECA2; ECA3; EGI3; EGMA; EJM6; EJM8; FHA2; FHII; CIC-2; EGI11; HALD2; LKPAT; cIC-2; CLCN2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1181
면역원(Immunogen)	인간 CLCN2 (NP_001164560.1)의 아미노산 550-770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P51788
단백질 분자량	99kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)