


## Wb 및 Elisa용 항-Clcn7 토끼 다클론 항체 - P51798

품목 번호: CM0027875



### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 항-CLCN7 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 래트 샘플에서 CLCN7(CLC-7) 단백질을 검출합니다. 리소좀 산성화, 클로라이드 수송 및 골화석증 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CLCN7 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7                 |
| 종           | 사람                                                             |
| GeneID (사람) | 1186                                                           |
| GeneID      | 1186                                                           |
| 면역원         | 사람 CLCN7 (NP_001278.1)의 아미노산 626-805에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS       | P51798                                                         |
| 단백질 분자량     | 89kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |