

Anti-Clcnka Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P51800

품목 번호: CM0028531



소개

인간 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증된 CLCNKA Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 청각 및 신장 기능에 관여하는 염화물 채널 CLC-Ka를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLCNKA Rabbit pAb
비고/별칭	CLCK1; CLC-K1; hCLC-Ka; CLCNKA
종	인간
유전자 ID (인간)	1187
면역원	인간 CLCNKA (NP_001244068.1)의 아미노산 470-644에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51800
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백