

항-Claudin10 토끼 다클론 항체, Wb·elisa적용 - P78369

품목 번호: CM0027357

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-CLDN10 토끼 다클론 항체로, 쥐와 교차반응성을 가집니다. 세포간 이온 투과성을 조절하는 밀착연접 단백질인 인간 Claudin-10을 표적으로 하며, 신장 및 상피 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLDN10 Rabbit pAb
비고/별칭	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
종	인간
유전자ID (인간)	9071
유전자ID	9071
면역원	합성 펩타이드 인간 CLDN10(NP_008915.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	쥐
SWISS	P78369
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩