

Wb, Elisa용 항Cldn11 토끼 다클론 항체 - O75508

품목 번호: CM0029507

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 CLDN11 토끼 다클론 항체. 세포 접착과 백질이영양증에 관여하는 밀착연접 단백질인 인간 및 생쥐 claudin-11을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLDN11 토끼 pAb
비고/별칭	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
종	인간
GeneID (인간)	5010
GeneID	5010
면역원	인간 CLDN11 (NP_005593.2)의 아미노산 26-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O75508
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩