

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Cldn11 토끼 다클론 항체 - O75508

품목 번호: CM0017791

소개

WB, IHC-P, ELISA 응용 분야용으로 설계된 CLDN11 토끼 다클론 항체입니다. 세포간 접착에 관여하는 밀착 연결 구성 요소인 인간, 마우스 및 래트 CLDN11을 인식합니다. 신경생물학 및 장벽 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLDN11 토끼 pAb
비고/별칭	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
종	인간
유전자 ID	5010 (인간)
면역원	인간 CLDN11 (NP_005593.2)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75508
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩