

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cldn17 다클론 항체 - P56750

품목 번호: CM0013221

소개

인간 클라우딘-17(CLDN17)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 밀착연접 및 음이온 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CLDN17 토끼 pAb
비고/별칭	CLDN17
종	인간
유전자 ID (인간)	26285
면역원	합성 펩티드: 인간 CLDN17 (NP_036263.1)의 아미노산 100번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P56750
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백