

Anti-Cldn3 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O15551

품목 번호: CM0016745

소개

인간 CLDN3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 밀착 연결 및 세포 부착 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLDN3 토끼 pAb
비고/별칭	RVPI; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
종	인간
유전자 ID	1365
면역원	재조합 단백질 인간 CLDN3(NP_001297.1)의 아미노산 141-220번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O15551
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩