

Anti-Cldn5 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용 가능 - O00501

품목 번호: CM0018336

소개

CLDN5에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 밀착연접 및 장벽 기능 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLDN5 토끼 pAb
비고/별칭	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1; CLDN5
종	인간
유전자ID (인간)	7122
유전자ID	7122
면역원	인간 CLDN5 (NP_001349995.1)의 아미노산 119-218 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00501
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩