

Anti-Cldn7 폴리클로날 항체 (Wb, If-P, Elisa 용) - O95471

품목 번호: CM0021855

소개

WB, IF-P, ELISA 검증된 Anti-CLDN7 토끼 폴리클로날 항체; 인간, 마우스, 랫드의 Claudin-7 (~22 kDa)을 검출합니다. 티이트 정선 연구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CLDN7 Rabbit pAb
비고/별칭	CLDN-7, CEPTRL2, CPETRL2, Hs.84359, claudin-1, CLDN7
종	인간
유전자 ID (인간)	1366
유전자 ID	1366
면역원	인간 CLDN7 (NP_001298.3)의 아미노산 29-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95471
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백