

Anti-Cldnd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ny35

품목 번호: CM0025632

소개

인간 CLDND1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 소분자 투과성을 조절하는 티이트 정선 단백질입니다. WB 및 ELISA에 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 티이트 정선 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLDND1 Rabbit pAb
비고/별칭	Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1
종	인간
GeneID (인간)	56650
GeneID	56650
면역원	인간 CLDND1 (Q9NY35)의 아미노산 28-138 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9NY35
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백