


Wb, Elisa용 Anti-Cleaved-Caspase 3 P12 토끼 단일클론 항체 - P42574

품목 번호: CM0011993



소개

인간 카스파제-3(P42574)의 p12 절단 단편을 표적으로 하는 고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 세포자살(apoptosis) 메커니즘 연구와 바이오마커 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit mAb
비고/별칭	CPP32; SCA-1; CPP32B
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	836
유전자 ID	836
항원(Immunogen)	인간 Cleaved-Caspase 3 p12 (NP_004337.2)의 아미노산 171-270 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P42574
단백질 분자량	32 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)