


Wb, Elisa용 절단형 카스파제-8 (Asp384) 토끼 단클론 항체 - Q14790

품목 번호: CM0004729



소개

절단형 카스파제-8 (Asp384)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포사멸, 괴사세포사멸, 파이로프토시스 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	절단형 카스파제-8 (Asp384) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8
종	인간
유전자ID (인간)	841
유전자ID	841
면역원	인간 카스파제-8 (NP_203519.1)의 아미노산 371-470 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14790
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스백