


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cleaved Parp (Asp214) 단클론 항체 - P09874

품목 번호: CM0005559



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 토끼 단클론 anti-Cleaved PARP (Asp214) 항체. 인간 PARP1 세포사멸 특이적 절편을 검출합니다. DNA 손상 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cleaved PARP (Asp214) Rabbit mAb
비고/별칭	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
종	인간
유전자 ID	142
면역원	인간 PARP (Asp214) (NP_031441.2)의 아미노산 201-300에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09874
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백