

Wb, Elisa용 Anti-Clec11A 토끼 다클로날 항체 - Q9Y240

품목 번호: CM0025860

소개

사람 CLEC11A에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었으며 사람과 마우스에 반응합니다. 조골세포 분화, 골 유지 및 골격 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLEC11A Rabbit pAb
비고/별칭	P47; SCGF; LSLCL; CLECSF3; CLEC11A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6320
GeneID	6320
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 CLEC11A (NP_002966.1)의 아미노산 22-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y240
단백질 분자량(Protein Weight)	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)