

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Clec12A 폴리클로날 항체 - Q5Qgz9

품목 번호: CM0029919



소개

인간 CLEC12A (CLL-1, MICL)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 골수세포 활성화 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLEC12A Rabbit pAb
비고/별칭	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2; CLEC12A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	160364
GeneID	160364
면역원	인간 CLEC12A (NP_612210.4)의 아미노산 66-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q5QGZ9
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백