

Wb, Elisa용 Anti-Clec1B 폴리클론 항체 - Q9P126

품목 번호: CM0029272



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-CLEC1B 폴리클론 항체. 혈전증 및 혈관 생물학에 관여하는 혈소판 PDPN 수용체인 인간, 마우스 및 래트 CLEC1B를 검출합니다. 면역진단 및 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLEC1B Rabbit pAb
비고/별칭	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; I810061113Rik; CLEC1B
종	인간
GeneID	51266
면역원	인간 CLEC1B (NP_001092901.1)의 아미노산 22-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P126
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백