


Wb 및 Elisa용 항-Clec2D 토끼 다클론 항체 - Q9Uhp7

품목 번호: CM0016051



소개

인체 CLEC2D(LLT1/OCIL)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 마쳤습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 표적은 면역 조절 및 파골세포 억제에 관여하는 NK 세포 수용체입니다. 면역학 및 골 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLEC2D 토끼 pAb
비고/별칭	CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D
종	인체(Human)
유전자 ID	29121 (인체)
면역원	인체 CLEC2D(NP_037401.1)의 아미노산 60-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스
SWISS	Q9UHP7
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩