


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Clec3B/Tetranectin 단클론 항체 - P05452

품목 번호: CM0008963



소개

사람 CLEC3B/Tetranectin (P05452)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 망막 기능, 분비 포장, 및 플라스미노겐 결합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLEC3B/Tetranectin Rabbit mAb
비고/별칭	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectin
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7123
GeneID	7123
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic Peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P05452
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)