


If/Icc, Elisa용 항Clec3B/테트라넥틴 다클론 항체 - P05452

품목 번호: CM0025057



소개

인간 CLEC3B/테트라넥틴에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 플라스미노겐 결합, 망막 기능 및 세포외배출에 관여하는 분비 C형 렉틴을 표적으로 합니다. 혈장 단백질 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLEC3B/테트라넥틴 토끼 pAb
비고/별칭	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/테트라넥틴
종	인간
유전자ID (인간)	7123
유전자ID	7123
면역원	인간 CLEC3B/테트라넥틴(NP_003269.2)의 아미노산 22-202에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05452
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩