


Wb, If, Elisa용 Anti-Clec4D 다클론 항체 - Q8Wxi8

품목 번호: CM0026887



소개

WB, IF, ELISA용으로 검증된 고품질 CLEC4D 토끼 pAb입니다. 인간, 마우스, 랫트 CLEC4D (CD368, Dectin-3)를 인식합니다. 선천성 면역 및 패턴 인식 수용체 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	CLEC4D 토끼 pAb
비고/별칭	MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	338339
GeneID	338339
항원(Immunogen)	인간 CLEC4D (NP_525126.2)의 아미노산 39-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8WXI8
단백질 분자량(Protein Weight)	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)