


Anti-Clec4M Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2X3

품목 번호: CM0014423



소개

인간 CLEC4M (CD299, L-SIGN, DC-SIGNR)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 병원체 인식 및 면역 감시 연구를 위한 연구용.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	CLEC4M Rabbit pAb
비고/별칭	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
종	인간
유전자 ID (인간)	10332
유전자 ID	10332
면역원	인간 CLEC4M (NP_055072.3)의 아미노산 71-399에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H2X3
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백