

Wb 및 Elisa용 항-Clec5A 토끼 다클론 항체 - Q9Ny25

품목 번호: CM0028197



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 인간 CLEC5A(MDL-1) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 선천 면역, 바이러스 감염 및 파골세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLEC5A 토끼 pAb
비고/별칭	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
종	인간
유전자 ID (인간)	23601
유전자 ID	23601
면역원	인간 CLEC5A의 아미노산 29-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_037384.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NY25
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩