


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Clc1 다클론 항체 - O00299

품목 번호: CM0016992



소개

인간 CLIC1(염화물 세포내 채널 단백질 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 이온 채널 및 산화환원 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CLIC1 토끼 pAb
비고/별칭	G6; CLIC1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
종	인간
유전자 ID (인간)	1192
유전자 ID	1192
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00299
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백