


Wb, Elisa용 Anti-Clc1 토끼 다클로날 항체 - O00299

품목 번호: CM0029653



소개

인간 CLIC1 (27 kDa)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐 CLIC1과 교차 반응합니다. 이온 채널 및 산화환원효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLIC1 Rabbit pAb
비고/별칭	G6; CLIC1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1192
GeneID	1192
면역원	인간 CLIC1 (NP_001279.2)의 아미노산 42-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O00299
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백