

Wb 및 Elisa용 Anti-Clc4 토끼 단일클론 항체 - Q9Y696

품목 번호: CM0002598

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 재조합 anti-CLIC4 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 CLIC4(~29 kDa)를 검출합니다. 이온 채널 기능, 레독스 조절 및 혈관 신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLIC4 Rabbit mAb
비고/별칭	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	25932
유전자 ID	25932
면역원(Immunogen)	인간 CLIC4 (NP_039234.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y696
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백